

english

MiniSpacer® Dual Spray Metered Dose Inhaler Adapter

Bi-Directional Spray and Cap
22 mm O.D. / 22 mm I.D. ISO Connections

Accepts plastic and metal pMDI canister stems, including canisters with integrated dose counters.

INDICATIONS FOR USE

Model number 1025 is a single patient, disposable device for dispensing pressurized metered dose inhaler (pMDI) medication into a breathing circuit, as prescribed by a physician or other licensed health care practitioner. The device is indicated for patients on a breathing circuit, for whom aerosol medication has been prescribed, in short and long term critical care environments. REF 1025 is intended for use only when connected to a 22 mm fitting.

DIRECTIONS FOR USE

Installing the MINISPACER Adapter in the Patient Circuit

1. Remove the MINISPACER adapter from package.
2. Connect the MINISPACER device to the inspiratory limb of the patient circuit at the patient wye or according to facility guidelines.

CAUTION : Ensure the device is securely installed before use (i.e. the patient wye is fully inserted into the MINISPACER 22 mm I.D. connector and the patient tubing is securely over 22 mm O.D. connector).

NOTE : When correctly installed, the MINISPACER MDI port will be vertical and the pMDI canister will point downward during treatment.

3. Place the cap firmly on the MINISPACER port.

Administering MDI medication via the MINISPACER Adapter

1. Uncap the MINISPACER MDI port.
 2. Insert the MDI canister stem into the MINISPACER port.
 3. Coordinate MDI actuation with the beginning of inspiration.
- CAUTION :** Support the MINISPACER adapter while depressing the canister.
4. Administer the dose as ordered.
 5. After medication has been delivered as prescribed, remove the pMDI canister and firmly cap the MINISPACER port.
 6. Monitor the patient response.

NOTE : Discard the MINISPACER adapter when replacing the circuit according to facility guidelines, not to exceed two weeks.

CAUTION: REF 1025 MINISPACER adapter will not increment the counter on pMDI canisters with integrated dose counters surrounding the stem.

WARNING : Do not clean and reuse or sterilize. Potential risks associated with cleaning and reusing, reprocessing and/or sterilization include: cross-contamination or infection resulting from inadequate cleaning, product degradation, and/or failure of the device to perform as intended.

Symbol Glossary

	Manufacturer
	Use by Date
	LOT
	CE
	REF

	Consult instructions for use
	Authorized representative in the European Community
	Prescription only. U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician or properly licensed practitioner.
	Do Not Reuse

Item No.	Description
REF 1025	MiniSpacer® Dual Spray MDI Adapter, 22 mm O.D. / I.D.

Thayer Medical Corporation
4575 S. Palo Verde Rd.
Tucson, AZ 85714-1961 USA
www.thayernedical.com
Made in USA

0482

G-1541 Rev. D

* Trademarks and registered trademarks of Thayer Medical Corporation.
© Thayer Medical Corporation 2015. All rights reserved.

español

MiniSpacer® Adaptador de inhalador de dosis medidas

Nebulizador bidireccional y tapa

Conexiones ISO de 22 mm de D.E. / 22 mm de D.I.

Acepta vástagos de cartuchos pMDI de plástico y metal, incluidos los cartuchos con contadores de dosis integradas

INDICACIONES DE USO

El modelo número 1025 es un dispositivo desechable de uso en un solo paciente para la dispensación de medicamento mediante inhalador presurizado de dosis medidas (pMDI) en un circuito de respiración, de la forma prescrita por un médico u otro profesional sanitario cualificado. El dispositivo está indicado para pacientes conectados a un circuito de respiración, a quienes se ha prescrito medicamento mediante nebulización, en áreas de cuidados críticos a corto y largo plazo. REF 1025 ha sido desarrollado para usar solo en una conexión de 22 mm.

INSTRUCCIONES DE USO

Instalar el adaptador MINISPACER en el circuito del paciente

1. Sacar el adaptador MINISPACER del envase.
2. Conectar el dispositivo MINISPACER en el lado inspiratorio del circuito del paciente a la pieza Y del paciente, o de acuerdo con las normas del centro.

ATENCIÓN : Asegurar que el dispositivo se ajusta firmemente antes de usar (es decir, la pieza Y del paciente está totalmente insertada en el conector de 22 mm de D.I. del MINISPACER, y el tubo del paciente se ajusta firmemente al conector de 22 mm de D.E.).

OBSERVACIÓN : Si está correctamente instalado, el puerto MDI del MINISPACER estará en posición vertical y el cartucho pMDI mirará hacia abajo durante el tratamiento.

3. Colocar la tapa firmemente en el puerto del MINISPACER.

Administrar el medicamento MDI con el adaptador MINISPACER

1. Retirar la tapa del puerto MDI del MINISPACER.
 2. Insertar el vástago del cartucho MDI en el puerto del MINISPACER.
 3. Hacer que la actuación del MDI coincida con el inicio de la inspiración.
- ATENCIÓN :** Sostener el adaptador MINISPACER cuando se presiona el cartucho.
4. Administrar la dosis indicada.
 5. Tras administrar el medicamento de la forma prescrita, retirar el cartucho pMDI y colocar firmemente la tapa en el puerto del MINISPACER.
 6. Monitorizar la respuesta del paciente.

OBSERVACIÓN : Desechar el adaptador MINISPACER cuando se reemplaza el circuito de acuerdo con las normas del centro, a más tardar en las dos semanas siguientes.

ATENCIÓN: El adaptador MINISPACER REF 1025 no incrementará el contador en los cartuchos pMDI con contadores de dosis integradas alrededor del vástago.

ADVERTENCIA : No limpiar ni reutilizar o esterilizar. Los potenciales riesgos asociados a la limpieza y reutilización, el reprocesamiento y/o la esterilización incluyen: contaminación cruzada o infección como consecuencia de una limpieza inadecuada, degradación del producto y/o fallo del dispositivo para funcionar de la forma prevista.

Símbolo Glosario

	Fabricante
	Fecha de caducidad
	Código de lote
	Marca CE
	Número de referencia, de pedido o de catálogo

	Consultar las instrucciones de uso
	Representante autorizado en la Unión Europea
	Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.
	No Reutilizar
	Precaución. Atención, ver Instrucciones de uso

No Ref	Descripción
REF 1025	MiniSpacer® Adaptador de inhalador de dosis medidas con nebulizador dual, 22 mm D.E. / D.I.

française

MiniSpacer® Adaptateur à double pulvérisation pour inhalateur-doseur

Pulvérisation bidirectionnelle et bouchon

Raccords ISO 22 mm DE / 22 mm DI

Compatible avec les tiges de réservoirs de pMDI en plastique et en métal, y compris les réservoirs équipés de compteurs de doses intégrés

INDICATIONS D'UTILISATION

Le modèle no 1025 est un dispositif jetable à usage unique, conçu pour l'administration de médicaments par inhalateur-doseur pressurisé (pMDI) dans un circuit respiratoire, conformément à la prescription d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé agréé. Le dispositif est indiqué pour des patients raccordés à un circuit respiratoire, auxquels l'administration d'un médicament en aérosols a été prescrite, dans des environnements de soins critiques à court terme et à long terme. Le modèle no 1025 doit uniquement être utilisé sur un raccord de 22 mm.

MODE D'EMPLOI

Installation de l'adaptateur MINISPACER dans le circuit du patient

1. Sortir l'adaptateur MINISPACER de l'emballage.
2. Raccorder le dispositif MINISPACER à la branche inspiratoire du circuit du patient, au niveau de la pièce en Y du patient ou conformément aux directives qui s'appliquent dans l'établissement.

ATTENTION : S'assurer que le dispositif est solidement monté avant l'utilisation (c'est-à-dire que la pièce en Y du patient est enfoncée à fond dans le raccord de 22 mm DI du MINISPACER, et que le tube du patient est solidement monté sur le raccord de 22 mm DE).

REMARQUE : Quand le dispositif a été installé correctement, l'orifice MDI du MINISPACER est vertical et le réservoir du pMDI est orienté vers le bas durant le traitement.

3. Mettre le bouchon fermement en place sur l'orifice du MINISPACER.

Administration d'un médicament par MDI via l'adaptateur MINISPACER

1. Retirer le bouchon de l'orifice MDI du MINISPACER.
 2. Insérer la tige du réservoir du MDI dans l'orifice du MINISPACER.
 3. Faire coïncider le déclenchement du MDI avec le début de l'inspiration.
- ATTENTION :** Soutenir l'adaptateur MINISPACER tout en appuyant sur le réservoir.
4. Administrer la dose conformément aux instructions.
 5. Après avoir administré le médicament comme il a été prescrit, enlever le réservoir du pMDI et mettre le bouchon fermement en place sur l'orifice du MINISPACER.
 6. Surveiller la réponse du patient.

REMARQUE : Jeter l'adaptateur MINISPACER quand le circuit est remplacé conformément aux directives de l'établissement, après une période qui ne doit pas dépasser deux semaines.

ATTENTION : L'adaptateur MINISPACER RÉF 1025 n'incrémentera pas le compteur sur des réservoirs de pMDI équipés de compteurs de doses intégrés autour de la tige.

AVERTISSEMENT : Ne pas nettoyer et réutiliser ni stériliser. Les risques potentiels associés au nettoyage et à la réutilisation, au retraitement et/ou à la stérilisation comprennent : une contamination croisée ou une infection résultant d'un nettoyage insuffisant, une dégradation du produit, et/ou l'incapacité du dispositif à fonctionner comme prévu.

Symbol Glosario

	Fabricant
	Date limite d'utilisation
	Code de lot
	Marque CE
	Numéro de catalogue

	Consulter le mode d'emploi
	Mandataire dans la Communauté européenne
	En vertu de la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.
	Ne pas réutiliser
	Mise en garde. Attention, consulter le mode d'emploi

No de réf	Description
REF 1025	MiniSpacer® Adaptateur à double pulvérisation pour inhalateur-doseur, 22 mm DE / DI

italiano

MiniSpacer® Adattatore dual-spray per aerosol predosato pressurizzato

Sistema di erogazione spray bidirezionale, con tappo

Connessioni ISO 22 mm D.E. (diametro esterno) / 22 mm D.I.

Idoneo per l'uso con filtri pMDI dotati di steli in plastica e metallo, compresi i filtri completi di dispositivi di dosaggio integrati

deutsch

MiniSpacer* Dual-Spray Adapter für Dosieraerosole

Bidirektionales Spray und Verschlusskappe

22 mm AD / 22 mm ID. ISO-Anschlüsse

Geeignet für pMDI-Behälterstutzen aus Kunststoff und Metall, einschließlich Behältern mit integriertem Dosiszähler

ANWENDUNGSANLEITUNG

Bei Modell Nummer 1025 handelt es sich um eine Einwegvorrichtung für einen Einzelpatienten zur Freisetzung von Arzneimitteln aus einem unter Druck stehenden Dosieraerosol (pMDI) in ein Beatmungskreissystem nach Verordnung durch einen Arzt oder eine andere zugelassene medizinische Fachperson. Die Vorrichtung ist für Patienten an Beatmungskreis-systemen, denen das Aerosol-Arzneimittel verordnet worden ist, in Critical-Care-Einrichtungen für die Kurz- und Langzeitversorgung bestimmt. REF 1025 ist nur für die Anwendung in Verbindung mit einem 22-mm-Anschluss bestimmt.

ANWENDUNGSANLEITUNG

Installieren des MINISPACER Adapters im Patienten-Kreissystem

1. MINISPACER Adapter auspacken.

2. Den MINISPACER am Patienten-Y-Stück oder nach den Leitlinien der Einrichtung mit dem inspiratorischen Schenkel des Patientenkreises verbinden.

WICHTIGER HINWEIS : Sicherstellen, dass der Schlauch vor dem Gebrauch fest installiert ist (d. h., dass das Patienten-Y-Stück vollständig in den MINISPACER Konnektor mit 22 mm ID eingeführt ist und dass der Patientenschlauch fest über dem Konnektor mit 22 mm AD sitzt).

HINWEIS : Fachgerecht installiert, ist der MINISPACER Dosieraerosol-Konnektor während der Behandlung vertikal ausgerichtet und der pMDI-Behälter zeigt nach unten.

3. Den MINISPACER Konnektor fest mit der Verschlusskappe verschließen.

Verabreichung des Dosieraerosol-Arzneimittels über den MINISPACER Adapter

1. Verschlusskappe vom MINISPACER Dosieraerosol-Konnektor entfernen.

2. Den Stutzen des Dosieraerosol-Behälters in den MINISPACER Konnektor einführen.

3. Die Aktivierung des Dosieraerosols so koordinieren, dass sie zeitgleich zum Beginn der Inspiration stattfindet.

WICHTIGER HINWEIS : Den MINISPACER Adapter beim Drücken des Behälters festhalten.

4. Die Dosis verordnungsgemäß verabreichen.

5. Nach verordnungsgemäßer Verabreichung des Arzneimittels den pMDI-Behälter entfernen und den MINISPACER Konnektor wieder fest mit der Verschlusskappe verschließen.

6. Die Reaktion des Patienten überwachen.

HINWEIS: Den MINISPACER Adapter beim Wechseln des Kreissystems entsprechend den Leitlinien der Einrichtung, aber spätestens nach zwei Wochen, entsorgen.

WICHTIGER HINWEIS: Der MINISPACER Adapter bewirkt bei pMDI-Behältern mit integriertem Dosiszähler am Stutzen keinen Zählvorgang.

WARNHINWEIS: Nicht reinigen und wiederverwenden oder sterilisieren. Reinigung und Wiederverwendung, Aufbereitung und/oder Sterilisation beinhalten folgende mögliche Risiken: Kreuzkontamination oder Infektion infolge von ungenügender Reinigung, Produktabbau und/oder Versagen der bestimmungsgemäßen Funktion der Vorrichtung.

Symbol Glossar

	Hersteller
	Verfallsdatum
	Chargenbezeichnung
	CE-Kennzeichnung
	Katalog-, Bestell- oder Referenz-Teilenummer
	Rx Only
	Nicht wiederverwenden
	Vorsicht. Dieses Symbol kann auch für „Achtung“ stehen (siehe Gebrauchsanleitung).

Art. Nr. Beschreibung

REF 1025 MiniSpacer* Adapter für Dosieraerosole
22 mm AD / ID Anschlüsse

nederlands

MiniSpacer* Dual-Spray Dosisaerosol Adapter

Bidirectioneel sprayen en afsluiten

22 mm (buitendiameter) / 22 mm (binnendiameter), ISO-verbindingen

Kan worden gebruikt met kunststof en metalen dosisaerosolverstuivingssystemen, waaronder verstuivers met geïntegreerde dosistellers

INDICATIES VOOR GEBRUIK

Modelnummer 1025 is een wegwerphulpmiddel voor één patiënt voor de afgifte van dosis-aerosolmedicatie (pMDI-medicatie) in een beademingscircuit, zoals voorgeschreven door een arts of een andere bevoegde medische beroepsbeoefenaar. Het hulpmiddel is geïndiceerd voor patiënten die op een beademingscircuit zijn aangesloten, aerosolmedicatie voor-geschreven hebben gekregen en kort- of langdurig op een intensivecareafdeling verblijven. REF 1025 mag uitsluitend worden gebruikt indien aangesloten op een fitting van 22 mm.

GEBRUIKSAANWIJZING

Plaatsen van de MINISPACER adapter in het circuit van de patiënt

- Haal de MINISPACER adapter uit de verpakking.
- Sluit het MINISPACER hulpmiddel aan op het inhalatiegedeelte van het circuit van de patiënt, op het Y-stuk van de patiënt of volgens de lokale richtlijnen.

LET OP : Zorg ervoor dat het hulpmiddel vóór gebruik goed is geplaatst(d.w.z. het Y-stuk van de patiënt is geheel in het MINISPACER verbindingsstuk met binnendiameter van 22 mm gebracht en de slang van de patiënt is goed over het verbindingsstuk met buitendiameter van 22 mm geschoven).

OPMERKING : Als het hulpmiddel correct is geplaatst, staat de MINISPACERhouder van de MDI rechtop en wijst de pMDI-verstuiver naar beneden tijdens de behandeling.

- Plaats het kapje stevig op de MINISPACER houder.

Toedienen van MDI-medicatie via de MINISPACER adapter

- Haal het kapje van de MINISPACER houder van de MDI.
- Plaats de schacht van de MDI-verstuiver in de MINISPACER houder.
- Stel de MDI in werking bij aanvang van de inhalatie.

LET OP : Ondersteun de MINISPACER adapter bij het indrukken van de verstuiver.

- Dien de voorgeschreven dosis toe.
- Verwijder, nadat de medicatie is toegediend zoals voorgeschreven, de pMDI-verstuiver en plaats het kapje stevig op de MINISPACER houder.
- Controleer hoe de patiënt reageert.

OPMERKING : Gooi de MINISPACER adapter weg wanneer het circuit wordt vervangen volgens de lokale richtlijnen, na maximaal 2 weken.

LET OP: De MINISPACER adapter modelnummer 1025 verhoogt niet de teller op pMDI verstuivers met een geïntegreerde dosisteller rond de schacht.

WAARSCHUWING : Niet reinigen en hergebruiken of steriliseren. Potentiële risico's in verband met het reinigen en hergebruiken, opnieuw verwerken en/of steriliseren kunnen onder meer bestaan uit: kruisbesmetting of infectie als gevolg van inadequate reiniging, kwaliteitsvermindering van het product en/of falen van de bedoelde werking van het hulpmiddel.

Symbol Woordenlijst

	Fabrikant
	Uiterste houdbaarheidsdatum
	Partijnummer
	CE-markering
	Catalogus-, bestel- of referentienummer
	Rx Only
	Niet hergebruiken
	Voorzichtig. Symbool kan ook voor „Achtung“ staan (zie Gebruiksmaanwijzing).
Artikelnr.	Omschrijving
REF 1025	MiniSpacer* Dosisaerosol Adapter 22 mm (buitendiameter) / 22 mm (binnendiameter)

Table 1 – MINISPACER Adapter Particle Size and Dosing Characteristics

Tabla 1 – Características del tamaño de las partículas y de la dosificación del adaptador MINISPACER

Tableau 1 – Caractéristiques de l'adaptateur MINISPACER – Taille des particules et dosage

Tabella 1 – Dimensione delle particelle e caratteristiche di dosaggio dell'adattatore MINISPACER

Tabelle 1 – MINISPACER Adapter: Partikelgröße und Dosiereigenschaften

Tabel 1 – Deeltjesgrootte- en toedieningskenmerken van de MINISPACER adapter

Drug Tested	Ventolin** HFA	Airovent** HFA	QVAR** 80
Labeled Metered Dose per Actuation (µg from valve) Dosis medida etiquetada por actuación (µg de válvula) Indiqué comme inhalateur-doseur par déclenchement (µg provenant de la valve) Dose predefinita per somministrazione indicata in etichetta (µg dalla valvola) Ausgewiesene Dosismenge pro Aktivierung (µg aus Ventil) Op etiket vermelde dosis per inwerkingstelling (µg vanuit ventiel)	120	21	100
Particle Size (MMAD) µm ± SD ² range of measurements ³ Tamaño de partícula (MMAD) µm ± SD Taille des particules (DAMM) en µm ± ET Dimensione particelle (MMAD), µm ± DS Partikelgröße (MMAD) µm ± SD Deeltjesgrootte (MMAD) µm ± SD	2.30 +/- 0.06 2.24 – 2.36	0.83 +/- 0.05 0.78 – 0.89	1.05 +/- 0.07 1.00 – 1.12
Geometric Standard Deviation µm ± SD range of measurements Desviación estándar geométrica Écart type géométrique Deviazione standard geometrica Geometrische Standardabweichung Geometrische standaarddeviatie	1.48 +/- 0.02 1.46 – 1.50	1.72 +/- 0.06 1.68 – 1.79	1.66 +/- 0.11 1.53 – 1.74
Total Delivered Dose µg ± SD range of measurements Dosis total administrada Dose administrée totale Dose totale rilasciata Verabreichte Gesamtdosis Totale toegediende dosis	30.7 +/- 2.4 28.0 – 32.4	2.25 +/- 0.66 1.82 – 3.00	21.9 +/- 3.5 18.1 – 24.9
Total Respirable Dose (< 5.8 µm) µg ± SD range of measurements Dosis total respirable (< 5.8 µm) Dose respirable totale (< 5.8 µm) Dose totale respirabile (< 5.8 µm) Atembare Gesamtdosis (< 5.8 µm) Totale inhaalbare dosis (< 5.8 µm)	29.8 +/- 2.3 27.1 – 31.4	2.21 +/- 0.61 1.81 – 2.90	21.9 +/- 3.5 18.1 – 24.9
Respirable Fraction (< 5.8 µm) % of valve label mean ± SD range of measurements Fracción respirable (< 5.8 µm) % de la etiqueta de la válvula Media ± DS Fraction respirable (< 5.8 µm), en pourcentage de la valeur indiquée sur l'étiquette de la valve Moyenne ± ET Frazione respirabile (< 5.8 µm), % della dose indicata sull'etichetta della valvola Media ± DS Atembare Fraktion (< 5.8 µm) % des Ventiltyps Mittelwerte ± SD Inhaalbare fractie (< 5.8 µm) % van op ventiletiket vermelde waarde Gemiddelde ± SD	24.8 +/- 1.9 22.6 – 26.2	10.5 +/- 2.9 8.6 – 13.8	21.9 +/- 3.5 18.1 – 24.9
Mass Fraction of Total Delivered Dose Fracción de masa de la dosis total administrada Fraction massique de la Dose administrée totale Frazione ponderale della Dose totale rilasciata Massefraktion der verabreichten Gesamtdosis Massafractie van totale toegediende dosis	4.97 %	3.24 %	0.10 %
Coarse Particles (> 4.7 µm) Partículas gruesas (> 4,7 µm) Particules grossières (> 4,7 µm) Particelle grossolane (> 4,7 µm) Grote Partikel (> 4,7 µm) Grove deeltjes (> 4,7 µm)			
Fine Particles (1.1 - 4.7 µm) Partículas finas (1,1 - 4,7 µm) Particules fines (1,1 - 4,7 µm) Particelle fini (1,1 - 4,7 µm) Feine Partikel (1,1 - 4,7 µm) Fijne deeltjes (1,1 - 4,7 µm)	88.49 %	17.09 %	38.89 %
Extra-Fine Particles (< 1.1 µm) Partículas ultrafinas (< 1,1 µm) Particules ultrafines (< 1,1 µm) Particelle ultra-fini (< 1,1 µm) Extrafeine Partikel (< 1,1 µm) Extra fijne deeltjes (< 1,1 µm)	6.54 %	79.66 %	61.00 %

1 Drug Tested / Medicamento probado / Médicament soumis à l'essai / Farmaco testato / Geprüftes Arzneimittel / Onderzocht geneesmiddel

2 SD (Standard Deviation) / DS (Desviación estandar) / ET (Écart type) / DS (Deviazione standard) / SD (Standardabweichung) / SD (Standaarddeviatie)

3 Range of measurements / Rango de medidas / Plage des mesures / Intervallo delle misurazioni / Messsbereich / Spreiding van metingen

** trademarks and registered trademarks of their respective companies.

The MINISPACER dual-spray adapter was evaluated for particle size and dosing characteristics using an 8 stage cascade impactor. The MINISPACER was connected to the cascade impactor with ventilator tubing, wye and an endotracheal (ET) tube as they would be used in a ventilator circuit. Air was drawn through the assembly at a flow rate of 28.3 l/min. The aerosol samples exited the ET tube into the cascade impactor and comprised the Total Delivered Dose.

REF 1025 22 mm O.D. / I.D. – Installed 6 inches upstream of the wye in the inspiratory limb of a 22 mm circuit

El adaptador MINISPACER con nebulizador dual fue evaluado en cuanto a las características del tamaño de las partículas y de la dosificación utilizando un impactador en cascada de 8 etapas. El MINISPACER fue conectado al impactador en cascada con el tubo del ventilador, la pieza Y y el tubo endotraqueal (ET) de la forma en que se utilizarían en un circuito de ventilación. El aire fue extraído a través del circuito a una velocidad de flujo de 28,3 l/min. Las muestras del nebulizador abandonaron el tubo ET para entrar en el impactador en cascada y constituyeron la Dosis Total Administrada.

REF 1025 de 22 mm de D.E. / D.I. instalado en la pieza Y del paciente en el lado inspiratorio de un circuito de 22 mm.

L'adaptateur à double pulvérisation MINISPACER a été évalué en utilisant un impacteur en cascade à 8 étages pour déterminer ses caractéristiques (taille des particules et dosage). Le MINISPACER a été raccordé à l'impacteur en cascade, la tubulure de ventilateur, la pièce en Y et la sonde endotrachéale (ET) étant configurées comme pour un circuit de ventilateur. On a fait passer de l'air à travers l'assemblage par aspiration à un débit de 28,3 l/min. Les échantillons d'aerosols sortant de la sonde ET ont pénétré dans l'impacteur en cascade, représentant la Dose administrée totale.